


PRIDE®
MOBILITY










Instrukcja podstawowej obsługi















VR2


Identification Key


















 <p>Sterownik</p>	<p>1</p>  <p>Miernik stanu akumulatora</p>	<p>2</p>  <p>Przycisk wł./wyl.</p>
<p>3</p>  <p>Przycisk klaksonu</p>	<p>4</p>  <p>Wskaźnik profilu/prędkości maksymalnej</p>	<p>5</p>  <p>Przycisk zmniejszania prędkości/profilu</p>
<p>6</p>  <p>Joystick</p>	<p>7</p>  <p>Przycisk zwiększania prędkości/profilu</p>	<p>8</p>  <p>Port ładowania</p>



 <p>Sterownik</p>	<p>1</p>  <p>Miernik stanu akumulatora</p>	<p>2</p>  <p>Przycisk wł./wyl.</p>
<p>3</p>  <p>Przycisk klaksonu</p>	<p>4</p>  <p>Wskaźnik profilu/prędkości maksymalnej</p>	<p>5</p>  <p>Przycisk zmniejszania prędkości/profilu</p>
<p>6</p>  <p>Dioda LED trybu</p>	<p>7</p>  <p>Przyciski siłowników</p>	<p>8</p>  <p>Joystick</p>
<p>9</p>  <p>Przycisk zwiększania prędkości/profilu</p>	<p>10</p>  <p>Port ładowania</p>	



 <p>Sterownik</p>	<p>1</p>  <p>Miernik stanu akumulatora</p>	<p>2</p>  <p>Przycisk wł./wył.</p>
<p>3</p>  <p>Przycisk klaksonu</p>	<p>4</p>  <p>Przycisk świateł awaryjnych</p>	<p>5</p>  <p>Wskaźnik profilu/prędkości maksymalnej</p>
<p>6</p>  <p>Przycisk zmniejszania prędkości/profilu</p>	<p>7</p>  <p>Dioda LED trybu</p>	<p>8</p>  <p>Przycisk lewego kierunkowskazu</p>
<p>9</p>  <p>Joystick</p>	<p>10</p>  <p>Przyciski siłownika</p>	<p>11</p>  <p>Port ładowania</p>
<p>12</p>  <p>Przycisk zwiększania prędkości/profilu</p>	<p>13</p>  <p>Przycisk świateł</p>	<p>14</p>  <p>Port ładowania</p>



OSTRZEŻENIE! Wstępną konfigurację wózka z napędem elektrycznym oraz wszystkie procedury opisane w niniejszej instrukcji przeprowadza dostawca produktów firmy Pride/Quantum Rehab lub wykwalifikowany technik.

Poniższe symbole są używane w niniejszej instrukcji użytkownika oraz na wózku z napędem elektrycznym w celu zwrócenia uwagi na ostrzeżenia i ważne informacje. Należy bezwzględnie się z nimi w pełni zapoznać i je zrozumieć.



OSTRZEŻENIE! Oznacza potencjalnie niebezpieczne warunki/niebezpieczną sytuację. Nieprzestrzeganie wskazanych procedur może spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie elementów lub nieprawidłowe działanie. Na produkcie ikona ta ma formę czarnego symbolu w żółtym trójkącie z czarną obwódką.



CZYNNOŚĆ OBOWIĄZKOWA! Czynności te należy przeprowadzić zgodnie z opisem. Niewykonanie czynności obowiązkowych może spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie urządzenia. Na produkcie ikona ta ma formę białego symbolu w niebieskim punkcie z białą obwódką.



CZYNNOŚĆ ZAKAZANA! Czynności te są zabronione. Pod żadnym pozorem nie wolno ich wykonywać. Wykonanie czynności zakazanej może spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie urządzenia. Na produkcie ikona ta ma formę czarnego symbolu w czerwonym kole z czerwonym przekreśleniem.

UWAGA: *Niniejsza instrukcja użytkownika została sporządzona na podstawie najnowszych specyfikacji i informacji o produkcie dostępnych w momencie jej publikacji. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania koniecznych zmian w produkcie. Wszelkie zmiany w naszych produktach mogą powodować nieznaczne różnice między ilustracjami/opisami w niniejszej instrukcji a zakupionym produktem. Najnowsza/aktualna wersja niniejszej instrukcji jest dostępna na naszej witrynie.*

UWAGA: *Produkt jest zgodny z dyrektywami i wymogami WEEE, RoHS oraz REACH.*

UWAGA: *Produkt spełnia wymagania klasyfikacji IPX4 (IEC 60529).*

UWAGA: *Sterownik VR2 i jego elementy nie zawierają lateksu z kauczuku naturalnego. Przed zastosowaniem nieoryginalnych akcesoriów należy skonsultować się z producentem.*

Objaśnienia oznakowań.....	10
Sterownik VR2	11
Wytyczne dot. środków ostrożności	11
Obsługa sterownika VR2	11
Złącze komunikacyjne sterownika.....	13
Regulacja siłowników	13
Wybór profilu jazdy	14
Regulacja prędkości.....	14
Tryb blokady	14
Tryb uśpienia	15
Termiczne spowolnienie	15
Kody błęd.....	15
Pielęgnacja i konserwacja	16
Temperatura	16
Gwarancja	16

Symbole dot. bezpieczeństwa na produkcie

Poniższe symbole znajdują się na wózku z napędem elektrycznym i wskazują na ostrzeżenia, czynności obowiązkowe i czynności zakazane. Należy bezwzględnie się z nimi w pełni zapoznać i je zrozumieć.



Należy przeczytać instrukcję użytkownika i jej przestrzegać.



Należy w miarę możliwości zapobiegać narażeniu urządzenia na deszcz, śnieg, lód, sól lub stojącą wodę. Wózek należy utrzymywać w czystym i suchym stanie.



EMI/RFI — Produkt przeszedł pomyślnie testy odporności na poziomie 20 V/m.



Utylizacja i recykling — należy skontaktować się z dostawcą produktów Pride/Quantum Rehab w celu uzyskania informacji o prawidłowej utylizacji i recyklingu produktu firmy Pride/Quantum i jego opakowania.

Sterownik VR2

Sterownik VR2 to w pełni programowalny, modułowy elektroniczny system sterownika, który umożliwia obsługę wózka z napędem elektrycznym. Został opracowany w celu zapewnienia użytkownikowi pełnej kontroli nad ruchem i prędkością wózka.

Sterownik został fabrycznie zaprogramowany, aby spełniać potrzeby typowego użytkownika. Program ustawia się albo za pomocą komputera PC z oprogramowaniem dostarczonym przez producenta sterownika, albo za pomocą podręcznego programatora, również dostarczanego przez producenta sterownika.



OSTRZEŻENIE! Program sterownika może wpływać na prędkość, przyspieszenie, zwalnianie, stabilność dynamiczną i hamowanie. Jeśli sterownik jest zaprogramowany nieprawidłowo lub w sposób wykraczający poza bezpieczne limity określone przez pracownika opieki zdrowotnej, może stwarzać niebezpieczną sytuację. Zaprogramować sterownik może wyłącznie producent wózka z napędem elektrycznym, upoważniony przedstawiciel producenta lub przeszkolony technik serwisowy.

Wytyczne dot. środków ostrożności

Przed użyciem sterownika VR2 należy przeczytać następujące informacje. Niniejsze wytyczne mają na względzie dobro użytkownika i pomogą w bezpiecznej obsłudze systemu sterownika.

- Przed przesiadką na wózek lub z wózka należy wyłączyć zasilanie sterownika.
- Należy przestrzegać wszystkich procedur i zwracać uwagę na ostrzeżenia, które są wyjaśnione w instrukcji użytkownika wózka z napędem elektrycznym.

Obsługa sterownika VR2

Sterownik VR2 służy do obsługi wózka z napędem elektrycznym i wszystkich jego elementów.

Sterowanie joystickiem

Za pomocą joysticka kontroluje się kierunek i prędkość wózka z napędem elektrycznym. Przesławienie joysticka z pozycji neutralnej (środkowej) powoduje zwolnienie hamulców elektromagnetycznych i umożliwia ruch wózka. Im joystick dalej odbiega od pozycji neutralnej, tym szybciej wózek się porusza. Zwolnienie joysticka i jego powrót do pozycji neutralnej powoduje aktywację hamulców elektromagnetycznych. Wówczas wózek spowalnia i się zatrzymuje.

Klawiatura

Klawiatura znajduje się bezpośrednio przed joystickiem. Zawiera klawisze umożliwiające kontrolę wózka z napędem elektrycznym.

Przycisk wł./wyl.

Przycisk wł./wyl. umożliwia włączanie i wyłączanie systemu.



OSTRZEŻENIE! W sytuacji wymagającej zatrzymania awaryjnego należy zwolnić joystick, a następnie nacisnąć przycisk wł./wyl. aby zatrzymać wózek. Należy zachować ostrożność. Należy pamiętać, że naciśnięcie przycisku wł./wyl. może gwałtownie zatrzymać wózek.

OSTRZEŻENIE! Zasilanie należy zawsze wyłączać dopiero po zatrzymaniu wózka, aby zapobiec nieoczekiwanemu ruchowi.


Przyciski prędkości/profilu

Dostępne są dwa przyciski, którymi kontroluje się albo prędkość, albo profile — zależnie od programu VR2. Należy nacisnąć przycisk zwiększania prędkości/profilu, aby zwiększyć prędkość lub zmienić profil. Należy nacisnąć przycisk zmniejszania prędkości/profilu, aby zmniejszyć prędkość lub zmienić profil. Ustawienie prędkości/profilu wyświetla się na wskaźniku profilu/prędkości maksymalnej. Jeśli wózek z napędem elektrycznym został zaprogramowany z profilem jazdy, należy skontaktować się z dostawcą produktów Pride/Quantum Rehab, aby uzyskać więcej informacji.

UWAGA: Zalecamy, aby na początku użytkowania wózka z napędem elektrycznym ustawić prędkość na najniższą, dopóki użytkownik nie zapozna się z nowym wózkiem.

Miernik stanu akumulatora

Miernik stanu akumulatora składa się z dziesięciu (10) diod LED ułożonych w łuku nad przyciskami wł./wyl. i klaksonu. **Patrz rysunek 1.** Miernik stanu akumulatora wskazuje stan systemu elektrycznego z pomocą kodów LED. Na przykład, gdy spada napięcie akumulatorów, liczba diod LED zmniejsza się od prawej do lewej strony. Gdy pojemność akumulatorów spada do 10% lub niżej, lewa czerwona dioda LED będzie migać.



Rysunek 1. Segmenty światła kontrolującego

Kody miernika stanu akumulatora są następujące:

- **Lewa czerwona dioda miga powoli lub świeci się stałym światłem:** Niski stan naładowania akumulatorów. Należy jak najszybciej naładować akumulatory.
- **Diody LED zapalają się po kolei:** Sterownik jest w trybie programowania, ograniczenia lub ładowania.
- **Wszystkie diody migają raz na 2,5 sekundy:** Sterownik jest w trybie uśpienia. Wyłączyć zasilanie sterownika i włączyć go ponownie.
- **Fala światła z boku na bok:** Joystick nie był w pozycji centralnej w chwili włączania zasilania. Wyłączyć sterownik i pozwolić, aby joystick powrócił do pozycji neutralnej, a następnie włączyć sterownik ponownie. Jeśli diody nadal tworzą falę światła z boku na bok, należy skontaktować się z dostawcą produktów Pride/Quantum Rehab.

Przycisk klaksonu

Przycisk klaksonu aktywuje klakson ostrzegawczy.

Trójstykowe gniazdo ładowarki zewnętrznej/programowania

Do ładowania akumulatorów wózka z napędem elektrycznym można użyć zewnętrznej ładowarki, podłączając ją do trójstykowego gniazda znajdującego się z przodu sterownika VR2. W przypadku korzystania z ładowarki zewnętrznej prąd ładowarki nie powinien przekraczać 8 amperów. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z autoryzowanym dostawcą produktów Pride/Quantum Rehab.



OSTRZEŻENIE! Do gniazda ładowarki zewnętrznej/programowania można podłączać tylko ładowarki z wtykami Neutrik NC3MX. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z autoryzowanym dostawcą produktów Pride/Quantum.

UWAGA: Gniazda można również użyć do przeprogramowania sterownika VR2. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dostawcą produktów Pride/Quantum Rehab.

Przyciski siłowników i kontrolki siłowników (do wyposażenia opcjonalnego)

Przyciski siłowników i kontrolki siłowników używane są na potrzeby opcjonalnego wyposażenia, takiego jak siedziska lub podnóżki z elektryczną regulacją wysokości. Obsługę przycisków siłowników i kontrolki siłowników wyjaśniono szczegółowo w rozdziale „Regulacja siłowników”.

Złącze komunikacyjne sterownika

Złącze komunikacyjne sterownika zapewnia połączenie między sterownikiem VR2 a modulem zasilania za pośrednictwem okablowania wyposażonego w złącze ładowarki pokładowej/zewnętrznej.



CZYNNOŚĆ OBOWIĄZKOWA! Należy chronić wiązkę kablową sterownika przed uszkodzeniami! Należy unikać prowadzenia wiązki kablowej sterownika na zewnątrz poduszki podłokietnika. Wiazkę kablową należy prowadzić pod podłokietnikiem lub do wewnątrz poduszki podłokietnika. Należy używać prawidłowych punktów mocowania wiązki kablowej sterownika, aby wiązka kablowa nie haczyła o opony kół napędowych, nie została zmiażdżona przez ramę siedziska ani nie uszkodziła się podczas przechodzenia przez drzwi.

Regulacja siłowników

Sterownik VR2 może służyć do kontroli dwóch siłowników za pomocą przycisków siłowników i joysticka. Gdy siłownik jest aktywny, świeci się dioda LED siłownika.

UWAGA: Obsługa siłowników na sterownikach sześciu- i dziewięcioklawiszowych jest różna. Należy zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami obsługi.

Aby wybrać i dostosować siłownik za pomocą sterownika sześcioklawiszowego:

1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć wózek i sterownik.
2. Nacisnąć przycisk wyboru żądanego siłownika, aby włączyć tryb siłownika.
3. Popchnąć joystick do przodu, aby obniżyć siłownik lub do tyłu, aby podnieść siłownik do wymaganej pozycji.
4. Nacisnąć przycisk wyboru siłownika, aby wrócić do trybu jazdy.

Aby wybrać i dostosować siłownik za pomocą sterownika dziewięcioklawiszowego:

1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć wózek i sterownik.
2. Nacisnąć przycisk wyboru siłownika, aby włączyć siłownik 1.
3. Popchnąć joystick do przodu, aby obniżyć siłownik 1 lub do tyłu, aby podnieść siłownik 1 do wymaganej pozycji.
4. Popchnąć joystick w prawo, aby wybrać siłownik 2.
5. Popchnąć joystick do przodu, aby obniżyć siłownik 2 lub do tyłu, aby podnieść siłownik 2 do wymaganej pozycji.
6. Popchnąć siłownik w lewo, aby wybrać siłownik 1.
7. Nacisnąć przycisk wyboru siłownika, aby wrócić do trybu jazdy.

Ograniczenie jazdy/funkcji

Stan ograniczenia jazdy/funkcji jest wskazywany miganiem kontrolki profilu/prędkości maksymalnej. Regulacja siłowników wpływa na stan ograniczenia. Gdy kąt siedziska i/lub oparcia się zwiększa, wskaźniki prędkości/profilu będą migać w sposób ciągły w celu poinformowania o pełnej blokadzie funkcji jazdy. Jeśli wózek z napędem elektrycznym jest wyposażony w podnośnik siedziska, sterownik może wskazywać ograniczenie prędkości w trakcie podnoszenia siedziska. Aby wrócić do pełnej funkcji jazdy, należy cofnąć operacje.



OSTRZEŻENIE! Stan ograniczenia jazdy/funkcji jest odczytywany wyłącznie podczas regulacji siłowników. Funkcja ta jest wyłączona w trybie jazdy, aby zapobiec niezamierzonej utracie funkcji wózka z napędem elektrycznym. Podczas pokonywania przeszkód, ramp i zboczy należy zachować ostrożność. Gdy tylko to możliwe, należy w takich sytuacjach korzystać z pomocy osoby towarzyszącej.

OSTRZEŻENIE! Obsługa wózka na zboczach i/lub z aktywną funkcją odchylenia siedziska/opuszczenia oparcia siedziska wpłynie na stabilność wózka.

Wybór profilu jazdy

W sterowniku VR2 można zaprogramować do pięciu profili jazdy, które umożliwiają indywidualne dostosowanie systemu do środowiska użytkownika. Wybór profilu wyświetla się na wskaźniku profilu/prędkości maksymalnej.

UWAGA: Profile jazdy ustawia autoryzowany dostawca produktów *Pride / Quantum Rehab*. Aby zmienić profil jazdy lub ustawienia prędkości, należy skontaktować się z autoryzowanym dostawcą produktów *Pride/Quantum Rehab*.

Aby wybrać profil jazdy:

1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć wózek i sterownik.
2. Nacisnąć przycisk zmniejszania prędkości/profilu, aby przejść do poprzedniego profilu.
3. Nacisnąć przycisk zwiększania prędkości/profilu, aby przejść do następnego profilu.

Regulacja prędkości

Sterownik VR2 zawiera przycisk zmniejszania prędkości/profilu oraz przycisk zwiększania prędkości/profilu, którymi można kontrolować prędkość wózka z napędem elektrycznym. Ustawienie maksymalnej prędkości wyświetla się na wskaźniku profilu/prędkości maksymalnej.

Aby zmienić prędkość:

1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć wózek i sterownik.
2. Aby zwiększyć prędkość, należy nacisnąć przycisk zwiększania prędkości/profilu.
3. Aby zmniejszyć prędkość, należy nacisnąć przycisk zmniejszania prędkości/profilu.

Tryb blokady

Sterownik jest wyposażony w funkcję umożliwiającą „zablokowanie” nieupoważnionych użytkowników.

Aby zablokować sterownik:

1. Gdy zasilanie jest włączone, nacisnąć i przytrzymać przycisk wł./wył., aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego (około 1 sekundę).
2. Zwolnić przycisk wł./wył.
3. Poruszyć joystickiem całkowicie do przodu, aż sterownik wyemituje sygnał dźwiękowy.
4. Poruszyć joystickiem całkowicie do tyłu, aż sterownik wyemituje sygnał dźwiękowy.
5. Zwolnić joystick. Zostanie wyemitowany długi sygnał dźwiękowy. System sterownika jest zablokowany.

Aby odblokować sterownik:

1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć sterownik. Wskaźnik profilu/prędkości maksymalnej wyświetli falę sekwencji „blokady”.
2. Poruszyć joystickiem całkowicie do przodu, aż sterownik wyemituje sygnał dźwiękowy.
3. Poruszyć joystickiem całkowicie do tyłu, aż sterownik wyemituje sygnał dźwiękowy.
4. Zwolnić joystick. Zostanie wyemitowany długi sygnał dźwiękowy. System sterownika jest odblokowany.

Tryb uśpienia

Sterownik VR2 oferuje tryb uśpienia. Tryb uśpienia to wbudowany obwód, który automatycznie odcina główne zasilanie, jeśli przez określony czas joystick nie zostanie poruszony w żadnym kierunku. Czas jest programowany w sterowniku. Aby przywrócić zasilanie i kontynuować obsługę, należy wyłączyć sterownik i włączyć go ponownie.

Termiczne spowolnienie

Sterownik VR2 jest wyposażony w funkcję termicznego spowolnienia, która monitoruje temperaturę silników i sterownika wózka. Jeśli którakolwiek wartość temperatury przekroczy wartość bezpiecznej temperatury roboczej, sterownik zmniejsza wydajność do 50% pełnego poziomu. Powoduje to zmniejszenie prędkości wózka i umożliwia obniżenie temperatury. Gdy temperatura wraca do bezpiecznego poziomu, wózek może powrócić do normalnej pracy.

Kody błędów

Miernik stanu akumulatora sygnalizuje kody błędów, gdy system sterownika wykryje nieprawidłowy stan układu elektrycznego. Kody błędów wyświetlają się w formie szybko migających kontrolki na mierniku stanu akumulatora. Miernik stanu akumulatora będzie sygnalizował kody błędów do momentu naprawienia problemu. Poniższa tabela zawiera wyjaśnienia poszczególnych kodów błędów. Jeśli którykolwiek z podanych kodów błędów się utrzymuje, należy skontaktować się z dostawcą produktów Pride/Quantum Rehab.

Kod błędu	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązania
Miga 1 dioda	Akumulatory wymagają naładowania. Nieprawidłowe połączenie z akumulatorami.	Sprawdzić połączenia akumulatorów. Jeśli połączenia z akumulatorami są prawidłowe, należy spróbować je naładować.
Migają 2 diody	Nieprawidłowe połączenie na lewym silniku.	Sprawdzić połączenia i okablowanie lewego silnika.
Migają 3 diody	Zwarcie lewego silnika z połączeniem akumulatora.	Należy skontaktować się z dostawcą produktów Pride/Quantum Rehab.
Migają 4 diody	Nieprawidłowe połączenie na prawym silniku.	Sprawdzić połączenia i okablowanie prawego silnika.
Miga 5 diod	Zwarcie prawego silnika z połączeniem akumulatora.	Należy skontaktować się z dostawcą produktów Pride/Quantum Rehab.
Miga 6 diod	Aktywowano ograniczenie ładowania.	Należy upewnić się, że ładowarka akumulatorów nie jest podłączona do zespołu napędowego.
Miga 7 diod	Błąd joysticka.	Upewnić się, że joystick jest w pozycji środkowej, a następnie wyłączyć i włączyć sterownik ponownie.
Miga 8 diod	Błąd systemu sterowania.	Sprawdzić połączenia i okablowanie modułu zasilania i modułu joysticka.
Miga 9 diod	Nieprawidłowe połączenie hamulców postojowych.	Sprawdzić połączenia oraz okablowanie lewego i prawego silnika.
Miga 10 diod	Zbyt wysokie napięcie doprowadzone do systemu sterowania.	Sprawdzić połączenia akumulatorów.

Pielęgnacja i konserwacja

Instrukcje prawidłowego czyszczenia i właściwej utylizacji znajdują się w instrukcji użytkownika wózka z napędem elektrycznym.

Temperatura

Niektóre części wózka z napędem elektrycznym są narażone na skrajne zmiany temperatury. Wózek z napędem elektrycznym powinien znajdować się w otoczeniu, którego temperatura wynosi od -8°C (18°F) do 50°C (122°F).

Gwarancja

Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji sterownika znajdują się w instrukcji użytkownika wózka z napędem elektrycznym.

USA

401 York Avenue
Duryea, PA 18642
www.pridemobility.com

Canada

5096 South Service Road
Beamsville, Ontario L0R 1B3
www.pridemobility.ca

Australia

20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
www.pridemobility.com.au

New Zealand

Unit 5/208 Swanson Road
Henderson, Auckland 0610
www.pridemobility.co.nz

UK

(Authorised UK Representative)
32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
www.pride-mobility.co.uk

The Netherlands

(Authorised EU Representative)
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen
www.pride-mobility.nl
www.pridemobility.eu

Italy

Via del Progresso-ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)
www.pride-italia.it

France

26 Rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest
www.pridemobility.fr

Spain

Calle Las Minas Número 67
Polígono Industrial Urtinsa II, de Alcorcón
28923 Madrid
www.pridemobility.es

Germany

Hövelrieger Str. 28
33161 Hövelhof
www.pridemobility.de

China

Room 508, Building #4, TianNa Business
Zone
No. 500 Jianyun Road, Pudong New Area
Shanghai 201318
www.pridechina.cn

