




# REACH

**WÓZEK REACH 12, WÓZEK REACH 14, WÓZEK REACH 16**



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

**DYSTRYBUTOR WÓZKA:**

NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NALEŻY PRZEKAZAĆ UŻYTKOWNIKOWI WÓZKA

**UŻYTKOWNIK:**

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WÓZKA, NALEŻY PRZECZYTAĆ  
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI


Wybór wózka firmy Leggero to doskonale rozwiązanie dla Państwa dziecka. Wierzymy, że każde dziecko powinno być w stanie funkcjonować w pełnym zakresie swoich możliwości. Jesteśmy otwarci na pytania i komentarze na temat naszych produktów i usług. Prosimy o kontakt z nami lub z autoryzowanym dystrybutorem, korzystając z informacji poniżej.

**Leggero**  
174 D Shepherd Trail  
Bozeman MT 59718  
Infolinia: 1-844-503-KIDS  
[www.Leggero.us](http://www.Leggero.us)

### **Autoryzowany dystrybutor firmy Leggero:**

Nazwa dystrybutora	LIW CARE TECHNOLOGY Sp. z o.o.
Adres	Ul. GOLFOWA 7, 94 – 406 Łódź
Telefon	+ 509 089 816
E-mail	<a href="mailto:biuro@liwcare.pl">biuro@liwcare.pl</a>
Strona internetowa	<a href="http://www.liwcare.pl">www.liwcare.pl</a>

### **Autoryzowany Przedstawiciel w Europie:**



## Spis treści

Rozdział 1: Wprowadzenie, ostrzeżenia i cechy .....	4
1.1 Wprowadzenie.....	4
1.2 Przewidziany użytkownik .....	4
1.3 Przewidziany asystent .....	4
1.4 Warunki gwarancji.....	4
1.5 Serwisowanie i naprawa .....	4
1.6 Cechy .....	5
1.7 Regulacja i specyfikacje .....	6
Rozdział 2: Ostrzeżenia .....	7
Rozdział 3: Rozpakowanie wózka .....	11
Rozdział 4: Obsługa i regulacja.....	12
4.1 Obsługa blokad kół.....	12
4.2 Regulacja kąta rączki do prowadzenia.....	13
4.3 Regulacja kąta podnóżka .....	13
4.4 Regulacja kąta nachylenia tiltut .....	13
4.5 Regulacja kąta oparcia pleców .....	14
4.6 Składanie i rozkładanie.....	14
4.7 Regulacja wysokości podnóżka .....	16
4.8 Regulacja wysokości oparcia.....	18
4.9 Regulacja głębokości siedziska .....	18
4.10 Regulacja podłokietnika.....	20
4.11 Stolik terapeutyczny .....	20
4.12 Korzystanie z wózka Reach jako siedzenia w pojazdach silnikowych .....	21
Rozdział 5: Ograniczenia gwarancji .....	22
Rozdział 6: Konserwacja.....	23
Rozdział 7: Dokumentacja konserwacji .....	24

# Rozdział 1: Wprowadzenie, ostrzeżenia i cechy

## 1.1 Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wózka REACH. Niniejsza instrukcja wyjaśnia, w jaki sposób obsługiwać, regulować i dokonywać konserwacji wózka. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji technicznych opisywanego produktu bez uprzedniego powiadomienia.

Niestety, nie możemy dostarczyć niniejszych informacji dla użytkownika w formie odpowiedniej dla osób z dysfunkcją wzroku. Osoby takie prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem firmy Leggero w celu uzyskania informacji i instrukcji w formie komunikacji werbalnej oraz w razie potrzeby szkolenia praktycznego.

## 1.2 Przewidziany użytkownik

Wózki rehabilitacyjne i pediatryczne systemy pozycjonowania są odpowiednie dla dzieci, które są ograniczone do pozycji siedzącej i potrzebują wsparcia w zakresie mobilności i pozycjonowania. Osoby wymagające takiej pomocy mogą wykazywać szeroki zakres przypadłości, ograniczających ich zdolność do osiągnięcia mobilności bez takiego systemu. Informacje o maksymalnym obciążeniu oraz dodatkowe specyfikacje zamieszczono w podrozdziale 1.7 niniejszej instrukcji.

## 1.3 Przewidziany asystent

Asystenci obsługujący wózek muszą być w stanie wzrokowo, umysłowo i fizycznie bezpiecznie obsługiwać wózek w każdych okolicznościach. Wymagane jest czytanie i przestrzeganie wszystkich zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.


## 1.4 Warunki gwarancji

Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie jeśli produkt jest wykorzystywany zgodnie z rekomendacjami producenta, zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami określonymi dla produktu.

## 1.5 Serwisowanie i naprawa

Serwisowanie i naprawa wózka REACH powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego dystrybutora firmy Leggero. W przypadku jakichkolwiek problemów, należy skontaktować się z dystrybutorem, który dostarczył wózek. Autoryzowani dystrybutorzy wymieniają i montują wyłącznie oryginalne części zamienne firmy Leggero.

## 1.6 Cechy



## 1.7 Regulacja/wymiary i specyfikacje

### Regulacje/wymiary

	<i>Reach 12</i>	<i>Reach 14</i>	<i>Reach 16</i>
Głębokość siedziska	8-13" (20-33cm)	11-16" (28-40cm)	13-18" (33-46cm)
Szerokość siedziska	12" (30cm)	14" (35cm)	16" (40cm)
Od siedziska do podnóżka	8-13" (20-33cm)	11-16" (28-40cm)	13-18" (33-46cm)
Maks. Wysokość oparcia	18" (46cm)	21" (53cm)	24" (61cm)
Regulacja kąta bioder	85-115°	85-115°	85-115°
Kąt siedziska	10°, 20° lub 30°	10°, 20° lub 30°	10°, 20° lub 30°

### Specyfikacje

	<i>Reach 12</i>	<i>Reach 14</i>	<i>Reach 16</i>
Maks. waga użytkownika	80lb (36kg)	110lb (50kg)	150lb (68kg)
Waga wózka	27lb (12kg)	29lb (13kg)	31lb (14kg)
Szerokość całkowita	21,5" (55cm)	23,5" (60cm)	25,5" (65cm)
Średnica opon przednich	7" (18cm)	7" (18cm)	7" (18cm)
Średnica opon tylnych	16" (40cm)	16" (40cm)	16" (40cm)
Wymiary po złożeniu	31 x 21,5 x 18" (79 x 55 x 46cm)	31 x 23,5 x 18" (79 x 60 x 46cm)	33 x 25,5 x 18" (84 x 65 x 46cm)
Maks. bezpieczne nachylenie	5°	5°	5°

## Rozdział 2: Ostrzeżenia

**Przed rozpoczęciem korzystania z wózka wymagane jest przeczytanie niniejszej instrukcji w całości.**

Przed rozpoczęciem obsługi wózka Reach, wszyscy opiekunowie i/lub asystenci muszą przeczytać niniejszą instrukcję. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu, konieczne jest zapoznanie się z jego obsługą i cechami. W przypadku niezrozumienia jakichkolwiek informacji z niniejszej instrukcji, prosimy zwrócić się o pomoc do autoryzowanego dystrybutora firmy Leggero.

**Niezastosowanie się do instrukcji i nieprzestrzeganie ostrzeżeń zawartych w instrukcji może spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenia wózka REACH, a także potencjalnie unieważnienie gwarancji.**

**Symbole stosowane na etykietach produktów i symbole ostrzegawcze w instrukcji obsługi**



### **OSTRZEŻENIE!**

Słowo „OSTRZEŻENIE” lub ten symbol wskazuje na praktyki, które są niebezpieczne i mogą spowodować poważne obrażenia ciała pasażera i/lub opiekuna



### **OSTRZEŻENIE! ZOB. INSTRUKCJĘ OBSŁUGI**

## **Odpowiedni dobór wózka i środków bezpieczeństwa**

W przemyśle mobilności istnieje kilka opcji dostosowanych do potrzeb dzieci. Należy upewnić się, że Państwa (i dystrybutora) wybór wózka i innych opcji uwzględnia komfort, pozycjonowanie, fizyczne ograniczenia dziecka i zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas codziennego użytkowania.

## **Ostrzeżenia: Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń może spowodować poważne obrażenia lub śmierć**

**OSTRZEŻENIE!** Przed rozpoczęciem korzystania z wózka wymagane jest przeczytanie niniejszej instrukcji w całości.

Przed rozpoczęciem obsługi wózka Reach, wszyscy opiekunowie i/lub asystenci muszą przeczytać niniejszą instrukcję. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu, konieczne jest zapoznanie się z jego obsługą i cechami. W przypadku niezrozumienia jakichkolwiek informacji z niniejszej instrukcji, prosimy zwrócić się o pomoc do autoryzowanego dystrybutora firmy Leggero.

**OSTRZEŻENIE!** Niekonwencjonalne wykorzystanie i/lub obsługa produktu mogą być niebezpieczne. Wózek nie jest bezpiecznie w przypadku jazdy sportowej ani podobnych szybkich manewrów. Obrotowe przednie koła mogą zachwiać się przy większej prędkości i spowodować nagłe zatrzymanie oraz przewrócenie wózka. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, z wózka należy korzystać tylko przy normalnej prędkości spaceru. W żadnym wypadku nie należy wypuszczać uchwytu podczas pchania wózka. Nigdy nie wolno odpychać wózka.

**OSTRZEŻENIE!** Początkowy montaż wózka musi zostać wykonany przez wykwalifikowany personel.

**OSTRZEŻENIE!** Procedury inne niż opisane w niniejszej instrukcji muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.

**OSTRZEŻENIE!** Waga przewożona przez wózek Reach nie może przekraczać limitu wagi całkowitej 80lb/36kg w przypadku wózka 12", 110lb/50kg w przypadku wózka 14" lub 150lb/68kg w przypadku wózka 16" (maksymalna waga pasażera oraz waga przewożonych akcesoriów i/lub przedmiotów).

**OSTRZEŻENIE!** Regulacje dokonywane przy wózku mogą wpływać na stabilność, zwiększając ryzyko przewrócenia. Regulacje muszą być dokonywane przez autoryzowanego dystrybutora firmy Leggero.

**OSTRZEŻENIE!** Należy unikać zmoczenia lub przechowywania wózka w wilgotnym środowisku. Nadmiar wilgoci może spowodować rdzę lub korozję, które mogą skutkować uszkodzeniami elementów. W przypadku narażenia wózka na wilgoć, należy go dokładnie wysuszyć.

**OSTRZEŻENIE!** Nie należy pozostawiać wózka ani dziecka w słońcu lub w pobliżu innych źródeł ciepła, ponieważ powierzchnie wózka mogą osiągać temperatury mogące oparzyć



dziecko. Nie należy pozostawiać wózka ani dziecka na zewnątrz w niskich temperaturach, ponieważ kontakt z wózkiem w temperaturach poniżej 0° C. może spowodować uraz. Uszkodzenie wózka może również wynikać z narażenia na działanie ekstremalnych, wysokich lub niskich temperatur.

**OSTRZEŻENIE!** Wózek powinien być używany wyłącznie na twardym i równym podłożu. Nie należy próbować przepychać wózka nad ani przez przeszkody. Przed podniesieniem wózka w celu ominięcia przeszkody należy zawsze wyjąć dziecko z wózka.

**OSTRZEŻENIE!** Nie należy używać wózka na pochyłościach o nachyleniu ponad 5 stopni. Nie należy pozostawiać wózka zaparkowanego na pochyłościach ani pochylniach. Na pochyłościach i pochylniach konieczna jest szczególna ostrożność, aby uniknąć wypadnięcia dziecka z wózka, a także przewrócenia lub stoczenia się wózka.

**OSTRZEŻENIE!** Przed pozostawieniem wózka, a także przed wkładaniem lub wyjmowaniem z niego dziecka, należy zawsze zablokować koła. Nie należy używać blokad kół, aby zatrzymać wózek podczas ruchu.

**OSTRZEŻENIE!** Nigdy nie należy pozostawiać dziecka w wózku bez opieki, nawet jeśli jest ono przypięte pasami, a koła są zablokowane.

**OSTRZEŻENIE!** Jeśli osoba siedząca na wózku spróbuje dosięgnąć jakiegoś obiektu z przodu, z boku lub z tyłu wózka, należy upewnić się, że nie wychyla się zbyt daleko. Przesunięcie środka ciężkości wózka może spowodować jego przewrócenie.

**OSTRZEŻENIE!** Nie należy stać na podnóżku podczas przenoszenia dziecka do lub z wózka.

**OSTRZEŻENIE!** Podczas składania wózka należy uważać na ryzyko urazu poprzez zmiżdżenie lub zaklinowanie palców. Więcej informacji zamieszczono w podrozdziale 4.6 niniejszej instrukcji.

**OSTRZEŻENIE!** Pasy piersiowe lub biodrowe mogą zaklinować się w uchwycie składalnego zamka. Wszystkie pasy należy przyciąć możliwie najkrócej. Przed ponownym użyciem należy zawsze upewnić się, że rama jest zablokowana w pozycji pionowej. Przy rozkładaniu słyszalne będzie „kliknięcie” podczas odblokowywania ramy.

**OSTRZEŻENIE!** Wózek jest przeznaczony wyłącznie do przewozu każdorazowo jednego dziecka. Nie należy przewozić każdorazowo więcej niż jednego dziecka.

**OSTRZEŻENIE!** Wózek należy podnosić tylko trzymając za części, które są pewnie zamocowane. Wózek powinien być podnoszony w miarę możliwości za elementy ramy

bocznej. Po złożeniu należy przytrzymywać wózek za niższe rury ramy bocznej. Do podnoszenia zawsze potrzebne są dwie osoby, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia wózka.

**OSTRZEŻENIE!** Prosimy przechowywać wszystkie opakowania poza zasięgiem dzieci. Wszystkie materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych należy wyrzucić natychmiast po rozpakowaniu.


**OSTRZEŻENIE!** Jeśli wózek nie jest wyposażony w opcję tranzytową, nie należy używać go jako siedzenia w pojazdach silnikowych. Należy przenieść dziecko z wózka na odpowiednio dostosowane siedzenie w pojeździe. Jeśli wózek jest wyposażony w opcję tranzytową, należy zapoznać się z podrozdziałem 4.12 niniejszej instrukcji.

**OSTRZEŻENIE!** Wózek musi być doglądany i poddawany konserwacji zgodnie z wykresem zamieszczonym w rozdziale 6: Konserwacja. Wykryte problemy muszą zostać naprawione przed ponownym użyciem wózka.

**OSTRZEŻENIE!** Wiele łączników stosowanych do budowy wózka Reach składa się ze śruby z nakrętką zawierającą nylonowy pierścień zabezpieczający. Połączenia te muszą być zachowane i zabezpieczone za pomocą oryginalnych łączników i odpowiednio wyregulowane. W celu prawidłowej regulacji punktów obrotu należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.


## Rozdział 3: Rozpakowanie wózka

1. Wyjąć wózek z opakowania.
2. Wyrzucić wszystkie materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych.
3. Rozłożyć ramę i oparcie, zob. podrozdział 4.6 niniejszej instrukcji.
4. Zamontować tylne koła, zob. Rysunek 1  
Sprawdzić prawidłowość regulacji osie z szybkim zwolnieniem, pociągając za koło do zewnątrz. Koło powinno trzymać się na miejscu.
5. Zablokować koła, zob. podrozdział 4.1 niniejszej instrukcji.
6. Zamontować zabezpieczenia przeciwwywrotne, zob. Rysunek 2



Rysunek 1


**OSTRZEŻENIE!** Prosimy przechowywać materiały opakowaniowe poza zasięgiem dzieci. Natychmiast po rozpakowaniu wyrzucić wszystkie materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych.




Rysunek 2

## Rozdział 4: Obsługa i regulacja


### Wymagane narzędzia:



**Klucz sześciokątny  
4mm**




**Klucz sześciokątny  
5mm**




**Klucz 13mm**

### 4.1 Obsługa blokad kół

1. W celu zablokowania kół, nacisnąć stopą poprzeczkę do dołu. Zob. Rysunek 3.
2. Sprawdzić, czy blokady działają po obu stronach, przesuwając wózek od przodu do tyłu.
3. W celu odblokowania kół, popchnąć stopą poprzeczkę do góry. Zob. Rysunek 4.




*Rysunek 3*



*Rysunek 4*

## 4.2 Regulacja kąta rączki do prowadzenia


1. Nacisnąć i przytrzymać przyciski na zewnątrz każdej zębatki regulacyjnej, zob. Rysunek 5.
2. Ustawić uchwyt pod preferowanym kątem.
3. Zwolnić przyciski.



Rysunek 5

## 4.3 Regulacja kąta podnóżka


1. Nacisnąć i przytrzymać przyciski na zewnątrz każdej zębatki regulacyjnej, zob. Rysunek 6.
2. Ustawić kolana pod preferowanym kątem.
3. Zwolnić przyciski.





Rysunek 6

## 4.4 Regulacja kąta nachylenia tiltut

1. Zablokować koła.
2. Usunąć śruby i nakrętki z lewej i prawej strony, zob. Rysunek 7. Wymagany jest klucz sześciokątny 5mm i klucz 13mm.
3. Ustawić siedzisko pod preferowanym kątem, zob. Rysunek 8.
4. Zamontować śruby i dokręcić nakrętki. Nie dokręcać zbyt mocno, aby nie uszkodzić rury siedziska.
5. Ustawić kąt bioder w preferowanej pozycji, zob. podrozdział 4.5.




Rysunek 7




Rysunek 8

## 4.5 Regulacja kąta oparcia pleców


1. Zablokować koła.
2. Umieścić jedną rękę na uchwycie.
3. Obracać uchwyt w dowolnym kierunku w celu odblokowania regulacji kąta oparcia pleców.
4. Ustawić w preferowanej pozycji.
5. Zwolnić uchwyt, by zablokował się w preferowanej pozycji.
6. W celu sprawdzenia, czy regulacja kąta oparcia pleców jest zablokowana, sprawdzić wyosiowanie elementów montażowych uchwytu. Połączenia powinny być równoległe do rury, jak pokazano na Rysunek 9.




Rysunek 9, zablokowane



Zablokowane



Odblokowane




Rysunek 10, odblokowane

## 4.6 Składanie i rozkładanie

### Składanie

1. Zablokować koła [1].
2. Jeśli wózek posiada kąt tiltu 20° lub 30°, wyregulować kąt oparcia siedziska do najdalszej przedniej pozycji [2].
3. Jeśli wózek posiada kąt tiltu 10°, wyregulować kąt oparcia siedziska o jedną pozycję do tyłu od najdalszej przedniej [3].
4. Umieścić jedną rękę na uchwycie, drugą ręką popchnąć uchwyt składania do góry [4].
5. Popchnąć uchwyt do przodu, podnosząc zębatkę do regulacji kąta podnóżka w celu złożenia wózka [5].
6. Ustawić uchwyt do wewnątrz [6].
7. Popchnąć podnóżek w górę [7].
8. Ustawić kąt podnóżka możliwie najbardziej do wewnątrz [8].





Zablokować koła Ustawić  
kąt oparcia pleców do  
wewnątrz


Pociągnąć rączkę i złożyć  
trzcinę na kołach, oparcie  
powinno być  
wyprostowane

Ustawić rączkę


Popchnąć do góry  
podnóżek i ustawić  
kąt podnóżka

### Rozkładanie


1. Wychylić zębatki kolana na zewnątrz [1].
2. Popchnąć podnóżek do dołu [2].
3. Ustawić rączkę na zewnątrz [3].
4. Obracając się na kołach, popchnąć rączkę do tyłu, aż mechanizm blokady zablokuje się w stosownej pozycji [4].




Złożone



Wychylić podnóżek na  
zewnątrz. Popchnąć  
podnóżek do dołu.




Ustawić rączkę na  
zewnątrz



Popchnąć podnóżek do  
góry i ustawić kąt  
podnóżka


**OSTRZEŻENIE!** Podczas składania lub rozkładania, trzymaj ramiona, ręce i stopy z dala od ruchomych elementów kontuzji uniknąć. Odniesienia Rysunek 11,

**OSTRZEŻENIE!** Ramiączka z uprząży piersiowej lub pasów biodrowych może zostać uwięziony w uchwycie zamka składany. Należy przyciąć wszystkie pasy jak krótko, jak to możliwe i dołączyć zapięcia pasa biodrowego przed zagięciem.



Paski mogą zapobiec blokadzie ramy


Rysunek 12



Rysunek 11


## 4.7 Regulacja wysokości podnóżka

1. Usunąć lewą i prawą śrubę z łbem kulistym, zob. Rysunek 13. wymagany klucz sześciokątny 5mm.
2. Ustawić elementy montażowe podnóżka w preferowanej wysokości.
3. Zamontować ponownie śruby.



Rysunek 13


*Jeśli podnóżek jest obecnie ustawiony w sposób pokazany na Rysunek 14, może być konieczna regulacja elementów montażowych podnóżka do dołu na przedłużeniach podnóżka (tylko wózki 12" i 14").*




Rysunek 14



1. Usunąć śruby w sposób opisany powyżej.
2. Usunąć elementy montażowe podnóżka z wózka.
3. Usunąć śruby z łbem płaskim i łbem kulistym z lewej i prawej strony, zob. Rysunek 16. Wymagany klucz sześciokątny 5mm.



Rysunek 16




Rysunek 15

4. Zamontować ponownie śruby w najniższej pozycji na przedłużeniach podnóżka, jak to pokazano na Rysunek 15.
5. Zamontować ponownie elementy montażowe podnóżka i ustawić w preferowanej wysokości.

*W przypadku wózków 12", konieczna będzie wymiana przedłużeń podnóżka na dłuższe niż 11" / 28cm. Dłuższe przedłużenia są dostarczane wraz z wózkiem. W przypadku ich braku prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.*

Krótkie przedłużenie




Rysunek 17

1. Usunąć śruby w sposób opisany powyżej. Zob. Rysunek 17.
2. Zamontować dłuższe przedłużenia, jak to pokazano na Rysunek 18 w kolejnej, dalszej pozycji osiągalne z krótszymi rozszerzeń, zainstaluj płaskie śruby z łbem przez 7 otwór od góry rozszerzeń wkładka.
3. Instalacja montażu wkładka w fotelu i nastawić żądanej wysokości

7 otwór

Długie przedłużenie




Rysunek 18

## 4.8 Regulacja wysokości oparcia

### Regulowane profilowane Oparcie


1. Poluzować śruby (2) w miejscach pokazanych na Rysunek 19. Wymagany klucz sześciokątny 5mm.
2. Wyregulować oparcie do preferowanej wysokości.
3. Dokręcić śruby.



Rysunek 19

### Regulowane profilowane oparcie ze sztywną podkładką


1. Poluzować śruby (4) w miejscach pokazanych na Rysunek 20. Wymagany klucz sześciokątny 5mm.
2. Wyregulować oparcie do preferowanej wysokości.
3. Dokręcić śruby.




Rysunek 20

## 4.9 Regulacja głębokości siedziska

1. Poluzować paski poduszki siedziska.
2. Poluzować pokrętło/pokrętła w podkładce siedziska. zob. Rysunek 21 lub Rysunek 22.
3. Wyregulować przednie elementy montażowe siedziska do preferowanej głębokości.
4. Dokręcić pokrętło.
5. Ustawić paski siedziska.




Rysunek 21, wózek 12", jedno pokrętło




Rysunek 22, wózki 14" i 16", 2 pokrętła

W przypadku wózków 12" i 14", może być konieczne usunięcie płyty do regulacji siedziska w celu zwiększenia głębokości siedziska do preferowanego poziomu. W przypadku wózka 12", płyta musi zostać usunięta, aby uzyskać głębokości siedziska 11" -13". W przypadku wózków 14", płyta musi zostać usunięta, aby uzyskać głębokości siedziska 14" -16".


1. Zdjąć poduszkę siedziska
2. Zdjąć przednie śruby [1] używając sześciokątnego klucza 4mm i klucza 10mm.
3. Usunąć śruby [2] i pokrętła do regulacji głębokości siedziska.
4. Wyjąć elementy montażowe płyty siedziska z wózka.
5. Wyjąć płytę do regulacji głębokości siedziska [3] z płyty siedziska, używając klucza sześciokątnego 4mm i klucza 10mm.
6. Zamontować ponownie płytę siedziska, jak to pokazano na Rysunek 25.
7. Zamontować ponownie śruby przednie, śruby do regulacji głębokości siedziska i pokrętła.
8. Wyregulować siedzisko do preferowanej głębokości.
9. Zamontować ponownie siedzisko.



Rysunek 23



Rysunek 24




Rysunek 25

## 4.10 Regulacja podłokietnika

*Aby wyregulować wysokość:*


1. Usunąć śruby z łbem kulistym (4). wymagany klucz sześciokątny 4mm. Zob. Rysunek 26.
2. Wyregulować do preferowanej wysokości.
3. Zamontować ponownie śruby.



Rysunek 26

*Aby wyregulować kąt:*


1. Usunąć tylne śruby z łbem kulistym (2). wymagany klucz sześciokątny 4mm. Zob. Rysunek 27.
2. Ustawić pod preferowanym kątem.
3. Zamontować ponownie śruby.




Rysunek 27

## 4.11 Stolik terapeutyczny

1. W celu zamontowania tacy, odchylić lewą i prawą blokadę stolika do dołu. Rysunek 28.
2. Wsunąć tacę w uchwyty i wyregulować do preferowanej głębokości.
3. Przesunąć lewą i prawą blokadę stolika do góry, tak by zamki zablokowały się w stosownej pozycji. Zob. Rysunek 29.



Rysunek 28



Rysunek 29



## 4.12 Korzystanie z wózka Reach jako siedzenia w pojazdach silnikowych


Wózek Reach jest dopuszczony do przewozu dzieci w pojazdach silnikowych, jeśli jest wyposażony w opcjonalną funkcję tranzytową i wykorzystywany zgodnie z poniższymi instrukcjami. Wózek musi być przymocowany taśmami zaciskowymi w pozycji przodem do kierunku jazdy, natomiast pasażer musi być przypięty pasami (wg systemu WTORS), zgodnie z wymogami zalecanej praktyki SAE J2249 — systemu zabezpieczeń wózka i pasażera, przeznaczonego do stosowania w pojazdach silnikowych.

### WAŻNA INFORMACJA:


Niniejszy wózek pozytywnie przeszedł testy dynamiczne pod kątem zgodności z normą ANSI/RESNA WC/T. 1 – Rozdz. 19.5.3. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z wózka jako siedzenia w pojazdach silnikowych prosimy o kontakt z firmą Leggero lub autoryzowanym dystrybutorem firmy Leggero. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie 2 niniejszej instrukcji.

### OSTRZEŻENIA i instrukcje:

- Wózek Reach musi być używany zgodnie z niniejszą instrukcją oraz zgodnie z instrukcjami producenta taśm zaciskowych zamontowanych w pojeździe.
- Pasażer wózka powinien zostać przeniesiony na siedzenie pojazdu i w miarę możliwości używać pasów bezpieczeństwa dostępnych w pojeździe.
- Nie należy przekraczać maksymalnych wskaźników wagi. Zob. podrozdział 1.8 niniejszej instrukcji.
- Podczas stosowania jako siedzenie w pojazdach silnikowych, wózek Reach musi być przymocowany w pozycji przodem do kierunku jazdy. Do przymocowania wózka należy stosować zatwierdzony system taśm zaciskowych w postaci 4-punktowych pasów. W przypadku pasażerów powyżej 50lb / 23kg, należy stosować pasy 3-punktowe. W przypadku pasażerów poniżej 50lb / 23kg, konieczne są 5-punktowe pasy tranzytowe.
- Zatwierdzone punkty tranzytowe do przymocowania taśm zaciskowych i punkt do przymocowania pasów pokazano na rysunkach 31 i 32.
- Pasy nie mogą być odsunięte od ciała dziecka przez jakiegokolwiek elementy wózka ani akcesoria.
- Pasy należy dostosować tak, aby przylegały i nie były luźne. Jeśli fragmenty pasów można chwycić w palce, oznacza to, że założone są zbyt luźno.
- Tylko pasy zgodne z wytycznymi normy ANSI/RESNA WC/T. 1 – Rozdz. 19.4.9.2-4.9.5 i 5.2, które pozytywnie przeszły testy dynamiczne pod kątem zgodności z załącznikiem A & 5.3 tejże normy, powinny być używane w wózku do zabezpieczenia pasażera wózka w pojeździe silnikowym.



Rysunek 30



Rysunek 31, przymocowanie pasów

**OSTRZEŻENIE!** Jeśli wózek nie jest wyposażony w opcję tranzytową, nie należy go używać jako siedzenia w pojazdach silnikowych. Wówczas trzeba przenieść dziecko z wózka na zatwierdzone siedzenie do pojazdu silnikowego.

## Rozdział 5: Ograniczenia gwarancji

### A. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie pierwotnego nabywcę naszych produktów.

### B. NA CAŁĄ ŻYWOTNOŚĆ

Firma Leggero LLC gwarantuje, że ramia i osie z szybkim zwolnieniem wykorzystane w wózku są wolne od wad w zakresie materiałów i wykonawstwa na całe życie pierwotnego nabywcy. Przewidywana żywotność ramy wynosi pięć lat.

### C. Na jeden (1) rok

Gwarantujemy, że wszystkie oryginalne części zamienne i komponenty wózka są wolne od wad w zakresie materiałów i wykonawstwa przez okres jednego roku od daty zakupu przez pierwotnego nabywcę.

### D. OGRANICZENIA

1. Gwarancja nie obejmuje:
  - Opon, rur, tapicerki, uchwytów do popychania ani ochraniaczy ramion.
  - Szkód powstałych w wyniku zaniedbania, niewłaściwego stosowania, nieprawidłowego montażu lub naprawy.
  - Szkód powstałych w wyniku stosowania tranzytowego.
  - Szkód wynikających z przekroczenia limitów wagowych wskazanych na etykiecie z numerem seryjnym.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna wyłącznie w przypadku, gdy produkt jest używany zgodnie z określonymi warunkami i zamierzonymi celami, według wszystkich zaleceń producenta. W innych przypadkach gwarancja jest nieważna.
3. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do problemów wynikających z normalnego zużycia, przy czym takie oceny będą dokonywane wyłącznie przez firmę Leggero LLC.
4. Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt zostanie zmodyfikowany bez pisemnej zgody firmy Leggero, włączając w to m.in. modyfikacje poprzez zastosowanie nieoryginalnych części lub łączników. Produkty uszkodzone z powodu napraw jakichkolwiek elementów dokonanych bez wyraźnej zgody firmy Leggero; lub produkty uszkodzone w wyniku okoliczności niezależnych od firmy Leggero, przy czym taka ocena będzie dokonywana wyłącznie przez firmę Leggero.
5. Niniejsza gwarancja traci ważność w przypadku usunięcia lub zmiany oryginalnego numeru seryjnego.
6. Niniejsza gwarancja obowiązuje jedynie na terenie Stanów Zjednoczonych. Stosowalność gwarancji międzynarodowych należy sprawdzić u dystrybutora.

### E. DZIAŁANIA PRODUCENTA

Naszym jedynym obowiązkiem jest naprawa lub wymiana objętych gwarancją części. Jest to jedyne zadośćuczynienie za szkody następcze.

### F. DZIAŁANIA NABYWCY

1. W okresie obowiązywania gwarancji konieczne jest uzyskanie od nas uprzedniej zgody na zwrot lub naprawę objętych gwarancją części.
2. Następnie należy zwrócić produkt lub części, wraz z dodanymi do kwoty ogółem kosztami transportu, opłaconymi na rzecz firmy Leggero LLC. Prosimy o kontakt z biurem Obsługi Klienta Leggero pod numerem telefonu 1-844-503-KIDS w celu uzyskania adresu zwrotnego i numeru autoryzacji zwrotu (RA #).
3. Nabywca pokrywa koszty robocizny w ramach naprawy, usuwania lub montażu części.

### G. INFORMACJA DLA KONSUMENTA

1. Jeśli jest to dozwolone przez prawo, niniejsza gwarancja zastępuje jakiekolwiek inne gwarancje, pisemne lub ustne, wyrażone lub domniemane, w tym gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.
2. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone prawa. Użytkownikowi mogą przysługiwać także inne prawa, które różnią się w zależności od stanu

## Rozdział 6: Konserwacja

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących konserwacji wózka Reach, prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem. Regularna i skrupulatna konserwacja przedłuży żywotność wózka. Niewłaściwa konserwacja może znacznie skrócić żywotność wózka. Uszkodzone części należy wymienić przed ponownym użyciem wózka. Wózek powinien być regularnie czyszczony i serwisowany przez autoryzowanego dystrybutora co najmniej raz do roku.

Zaniechanie dokonywania właściwej konserwacji w określonych odstępach czasu może mieć wpływ na ważność gwarancji. Zalecane procedury konserwacji i jej częstotliwości zamieszczono w tabeli poniżej. Na następnej stronie niniejszej instrukcji znajduje się tabela służąca do prowadzenia dokumentacji zabiegów konserwacyjnych.

Zabiegi Konserwacyjne	Raz w tygodniu	Raz w miesiącu
Sprawdzić koła i opony pod kątem zużycia lub uszkodzeń		✓
Sprawdzić działanie blokad kół	✓	
Sprawdzić prawidłowość wyosiowania kół samonastawnych		✓
Sprawdzić, czy wszystkie łączniki są dociśnięte		✓
Sprawdzić, czy osie z szybkim zwolnieniem działają poprawnie	✓	
Sprawdzić, czy mechanizm blokady w przypadku pochyłości działa poprawnie	✓	
Sprawdzić, czy mechanizm blokady w przypadku pochylni działa poprawnie	✓	
Sprawdzić wszystkie elementy konstrukcyjne pod kątem zużycia lub uszkodzeń		✓
Sprawdzić wszystkie elementy akcesoriów pod kątem uszkodzeń		✓

### Zaleca się, regularne czyszczenie wózka:

- Oczyszczyć wszystkie elementy ramy i części z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem tylko łagodnych detergentów.
- Elementy materiałowe można prać. W przypadku korzystania z pralki, należy umieścić je w lnianym woreczku lub poszewce. Pozostawić do wyschnięcia.
- W większości przypadków, wystarczy przetarcie wilgotną szmatką.
- Nie korzystać z wózka w słonej wodzie. Może to spowodować poważne uszkodzenie.
- Uważać, by piasek ani inne drobiny nie zniszczyły łożysk kół ani widełek


## Rozdział 7: Dokumentacja konserwacji

[illegible]



[illegible]

Autoryzowany dystrybutor



LIW CARE TECHNOLOGY Sp. z o.o.

Ul. Golfowa 7, 94 – 406 Łódź, Polska

Tel. +48 509 089 816

[www.liwcare.pl](http://www.liwcare.pl)

Producent



Leggero LLC

174 D Shepherd Trail

Bozeman, MT 59718

Infolinia: 1-844-503-KIDS

[www.Leggero.us](http://www.Leggero.us)