



# Oferta LIW Care Technology 2024



W katalogu prezentowane są wyroby medyczne przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów posiadających wykształcenie w dziedzinie medycyny / ochrony zdrowia, zajmujących się badaniami naukowymi, albo użytkowaniem / obrotem wyrobami zawodowo.

Łódź, w dniu 24 października 2024 roku

LIW Care Technology Sp. z o. o.  
ul. Golfowa 7  
94-406 Łódź  
NIP: PL 729-266-53-87

## OFERTA

Szanowni Państwo,

W imieniu firmy **LIW Care Technology** – wieloletniego lidera w sektorze rehabilitacji znanego z opatentowanych rozwiązań w Polsce i Europie – **przygotowaliśmy dla Państwa ofertę.**

### 1. Terapia zajęciowa

- a) Tablica interaktywna **Neofect Smart Pegboard**
- b) System terapeutyczny **Treax Pads by Innovaid A/D**
- c) **Klocki rehabilitacyjne Moovie**

### 2. Kontakt

**Ceny zawarte w ofercie pozostają ważne do dnia 31/12/2024**

W razie jakichkolwiek pytań, cały zespół naszych specjalistów pozostaje do dyspozycji



**LIW Care Technology Sp. z o.o.**  
ul. Golfowa 7, 94 - 406 Łódź  
[www.liwcare.pl](http://www.liwcare.pl)

NIP: 729 266 53 87, REGON: 100715121, **kapitał zakładowy:** 2 782 900,00 PLN

## 1 a) Interaktywna tablica Neofect Smart Pegboard

Inteligentna tablica interaktywna **Neofect Smart Pegboard** to urządzenie, które dostarcza użytkownikowi bodźców dźwiękowych i wizualnych w odpowiedzi na jego działania. Rehabilitacja realizowana jest w formie gier terapeutycznych, co wzmacnia motywację pacjenta do ćwiczeń.

### Cechy Neofect Smart Pegboard

- **Cyfrowy Program Szkoleniowy** - ćwiczenia wzrokowo-przestrzenne i poznawcze kończyn górnych.
- **Bodźce Wizualne** – wyposażony w LEDy system o wysokiej jakości światła. Posiada wizualizację świetlną sugerującą użytkownikowi właściwe umieszczenie klocków.
- **Bodźce Dźwiękowe** - Polecenia głosowe, które instruuja, motywują pacjenta podczas ćwiczeń. Analiza rezultatów obejmuje: całkowity czas ćwiczeń, liczbę prawidłowo osadzonych klocków, ranking ćwiczeń zakończonych sukcesem, czasy reakcji




### Efekty terapeutyczne:

- Poprawa koncentracji, pamięci, umiejętności rozwiązywania problemów
- Usprawnianie funkcji poznawczych oraz orientacji przestrzennej
- Poprawa mobilności ręki
- Poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej (oko-ręka)
- Wzmocnienie i utrzymanie neuroplastyczności mózgu
- Poprawa funkcji poznawczych
- Pozytywne efekty dla przywrócenia funkcjonalności ręki
- Usprawnianie umiejętności kognitywistycznych



**LIW Care Technology Sp. z o.o.**  
ul. Golfowa 7, 94 - 406 Łódź  
[www.liwcare.pl](http://www.liwcare.pl)

NIP: 729 266 53 87, REGON: 100715121, **kapitał zakładowy:** 2 782 900,00 PLN



Ceny dedykowane, zgodnie z zapytaniem ofertowym:

Interaktywna tablica Neofect Pegboard	VAT	Cena brutto
Neofect Smart Pegboard	8%	16.900,00 zł

Ceny zawierają koszt transportu, pełną instalację, gwarancję 24 miesięcy oraz dodatkowe szkolenie personelu (jeżeli wymagane).

**Oferta cenowa ważna do 31-12-2024**



**LIW Care Technology Sp. z o.o.**  
ul. Golfowa 7, 94 - 406 Łódź  
[www.liwcare.pl](http://www.liwcare.pl)

NIP: 729 266 53 87, REGON: 100715121, **kapitał zakładowy:** 2 782 900,00 PLN

## 1 b) System terapeutyczny Treax Pads by Innovoid A/D

TREAX Pads System składa się z kilku różno-kolorowych padów, które reagują na dotyk i zmianę obciążenia, zmieniając swoją barwę.

TREAX pady powstały z wykorzystaniem wiedzy ekspertów z dziedziny fizjoterapii oraz terapii zajęciowej. Stworzono narzędzie ułatwiające rehabilitację osób z zaburzeniami motoryki i koordynacji ruchowej.

Pady można układać na podłodze, a także umieszczać je na tablicy magnetycznej na ścianie. Dzięki temu możliwa jest terapia kończyn dolnych jak i górnych.

- Ćwiczenie balansu
- Ćwiczenie równowagi i analiza chodu
- Ćwiczenie koncentracji i koordynacji
- Ćwiczenie koordynacji ręka – oko



### Wybrane ćwiczenia z zastosowaniem Systemu TREAX

#### Ćwiczenie balansu

Pady reagują na ilość siły nacisku lub ciężaru przeniesionego na każdy z nich. Zmiana ta jest wyświetlana proporcjonalnie do siły przenoszonej przez użytkownika. Informacja zwrotna pomaga zrozumieć, zmiany w obciążeniach poszczególnych kończyn podczas ruchu i postaw statycznych.

#### Ćwiczenie równowagi i analiza chodu

Tryb równowagi wizualizuje różnicę w obciążeniu pięty i palców. Używany jest do wykonywania ćwiczeń kontroli postawy, równowagi pięta - palce w pozycji statycznej jak i kontroli przetaczania stopy podczas chodu. Jeśli pady są umieszczone w odpowiedniej odległości od siebie jako „ślad”, funkcja równowagi może być użyta jako analiza chodu.

#### Ćwiczenie koncentracji i koordynacji

Po wybraniu funkcji „Losowe Sygnały Światłne” pady reagują na aktywację ręką lub nogą wyświetlając losowo jedno z trzech kolorowych świateł. Użytkownik podąża ręką lub nogą na pad o określonym kolorze. Aktywacja następnego pada ponownie dostarcza losowego kolorowego sygnału świetlnego, kierując użytkownika na kolejny. W tym ćwiczeniu użytkownik skupia się na wyzwaniach poznawczych takich jak koncentracja i koordynacja.



**LIW Care Technology Sp. z o.o.**  
ul. Golfowa 7, 94 - 406 Łódź  
[www.liwcare.pl](http://www.liwcare.pl)

NIP: 729 266 53 87, REGON: 100715121, **kapitał zakładowy:** 2 782 900,00 PLN



### Ćwiczenie koordynacji ręka - oko

Użytkownik aktywuje pady przed upływem zadanego czasu. Przykładowo, można pozwolić użytkownikowi na włączanie czerwonego światła lewą stopą lub ręką, a niebieskiego światła prawą stopą lub ręką. Użyj funkcji, w treningu reakcji oko ręka lub w zaburzeniach koordynacji.



Ceny dedykowane, zgodnie z zapytaniem ofertowym:

System terapeutyczny Treax Pads by Innovoid A/D	VAT	Cena brutto
Treax Pads – zestaw 6 sztuk paneli świetlnych	23%	12.500,00 zł
Treax Pads – zestaw 12 sztuk paneli świetlnych	23%	24.250,00 zł
Treax Pads – zestaw 18 sztuk paneli świetlnych	23%	36.000,00 zł

Ceny zawierają koszt transportu, pełną instalację, gwarancję 24 miesięcy oraz dodatkowe szkolenie personelu (jeżeli wymagane).

**Oferta cenowa ważna do 31-12-2024**



**LIW Care Technology Sp. z o.o.**  
ul. Golfowa 7, 94 - 406 Łódź  
[www.liwcare.pl](http://www.liwcare.pl)

NIP: 729 266 53 87, REGON: 100715121, **kapitał zakładowy:** 2 782 900,00 PLN

## 1 c) Klocki rehabilitacyjne Moovie

Moovie to wyjątkowe klocki do rehabilitacji dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami motoryki dużej.

Klocki pozwalają na dowolne przygotowywanie ćwiczeń najlepszych dla potrzeb każdego pacjenta. Dzięki temu w łatwy sposób można zorganizować ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami motorycznymi o podłożu sensorycznym.



Moovie to wyjątkowy zestaw klocków rehabilitacyjnych, występujących w dwóch wariantach:

- 15-elementowy: Ø 900 mm, wys. 300 mm (w formie złożonej w kształcie walca)
- 23-elementowy: Ø1080 mm, wys. 480 mm (w formie złożonej w kształcie walca)



Elementy klocków rehabilitacyjnych Moovie łączą się ze sobą dzięki wykorzystaniu specjalnych wpustów i wypustów, dokładnie tak jak w puzzlach. Umożliwia to dzieciom nie tylko kreatywne budowanie różnych figur i budowli, ale przede wszystkim usprawnia ich umiejętności motoryczne, koordynację wzrokowo-ruchową, czy planowanie przestrzenne.

Zabawa z wykorzystaniem klocków jest dla dziecka intuicyjna, a przede wszystkim bezpieczna



**LIW Care Technology Sp. z o.o.**  
ul. Golfowa 7, 94 - 406 Łódź  
[www.liwcare.pl](http://www.liwcare.pl)

NIP: 729 266 53 87, REGON: 100715121, **kapitał zakładowy:** 2 782 900,00 PLN

### Cechy szczególne klocków rozwojowo-rehabilitacyjnych Moovie:

- modułowa budowa – elementy / klocki są łatwe w łączeniu i rozłączaniu
- łatwość przechowywania - małe gabaryty po złożeniu
- duża różnorodność ćwiczeń i zabaw dla każdego dziecka
- brak bodźców barwnych (jednolity kolor)
- łatwe w utrzymaniu czystości
- duża odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- wyprodukowane z trwałych, atestowanych materiałów (pianka polietylenowa, zamknięto komórkowa, WU 45 XP)
- certyfikat CE, wyrób medyczny
- klocki posiadają zastrzeżony wzór użytkowy o nr W.124682



### Ceny dedykowane, zgodnie z zapytaniem ofertowym:

Klocki Moovie	VAT	Cena brutto
Klocki rehabilitacyjne Moovie – zestaw 15 elementów	23%	7.600,00 zł
Klocki rehabilitacyjne Moovie – zestaw 23 elementów	23%	12.000,00 zł

Ceny zawierają koszt transportu, pełną instalację, gwarancję 24 miesięcy oraz dodatkowe szkolenie personelu (jeżeli wymagane).

**Oferta cenowa ważna do 31-12-2024**



**LIW Care Technology Sp. z o.o.**  
ul. Golfowa 7, 94 - 406 Łódź  
[www.liwcare.pl](http://www.liwcare.pl)

NIP: 729 266 53 87, REGON: 100715121, **kapitał zakładowy:** 2 782 900,00 PLN



Masz pytania?  
Skontaktuj się  
z naszym  
doświadczonym  
zespołem



**Robert Wasilewski**

kom. +48 507 117 169

e-mail: [r.wasilewski@liwcare.pl](mailto:r.wasilewski@liwcare.pl)

województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie,  
podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie,  
łódzkie, lubelskie



**Wojciech Błaszczuk**

kom. +48 665 377 200

e-mail: [w.blaszczuk@liwcare.pl](mailto:w.blaszczuk@liwcare.pl)

województwa: zachodniopomorskie, lubuskie,  
wielkopolskie



**Marcin Kliś**

kom. +48 661 070 880

e-mail: [m.klis@liwcare.pl](mailto:m.klis@liwcare.pl)

województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie,  
świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie



LIW Care Technology Sp. z o.o.  
ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź

