




Baffin TRIO 4W

Dane techniczne



L.p.	Nazwa wymiaru	Symbol wymiaru	Rozmiar	
			1	2
1	Wysokość siedziska	SH	61 cm	61 cm
2	Długość pleców	BH	61 cm	*61 cm *77 cm
3	Kąt oparcia pleców	BA	80° ÷ 115°	80° ÷ 115°
4	Zakres pionizacji	VR	0° ÷ 85°	0° ÷ 85°
5	Długość podstawy	BL	116 cm	122 cm
6	Szerokość podstawy	BW	69 cm	77 cm
7	Wysokość podnóżków	FH	32÷42 cm	35÷49 cm
8	Długość podnóżków	FL	28 cm	32 cm
9	Średnica koła tylnego	RW	10 cm	10 cm
10	Średnica koła przedniego	FW	10 cm	10 cm
11	Głębokość siedziska	SD	36÷50 cm	*36÷50 cm *50÷64 cm
12	Szerokość siedziska	SW	27÷40 cm	34÷45 cm
13	Kąt regulacji platformy	FA	+/-14°	+/-14°
14	Wychylenie do tyłu	TA	7°	7°
15	Wysokość podpaszek	LH	26÷44	31÷62 cm
16	¹⁾ Wysokość urządzenia w pozycji spoczynkowej	DH	140 cm	150 cm
17	²⁾ Wysokość urządzenia w pozycji spionizowanej	DH1	190 cm	211 cm
18	Waga urządzenia		57 kg	67 kg
19	Maksymalna waga pacjenta		90 kg	90 kg

1) Wysokość urządzenia mierzona jest razem z zagłówkiem. Urządzenie bez zagłówka jest o 20cm niższe.

2) Wysokość urządzenia w pozycji spionizowanej zależne jest od ustawienia głębokości siedziska.

* Do wyboru na etapie zamówienia urządzenia